



# SOMMEIL SC 800

## POLISSONÍGRAFO

*Sleep Compact 800*



**MULTIDISCIPLINAR  
DE ALTA RESOLUÇÃO**

**DIAGNÓSTICO  
CLÍNICO E CIENTÍFICO**

Polissonografia conforme protocolo  
AASM (American Academy of Sleep Medicine)



**PROCEDÊNCIA  
NACIONAL**

**FÁCIL OPERAÇÃO  
MANUTENÇÃO E SUPORTE  
SOFTWARE INCLUSO**



**MOBILIDADE  
GARANTIDA**

LEVE E PORTÁTIL | APENAS 650G



**SEGURANÇA**

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E  
CONFORMIDADE INMETRO  
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO  
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ANVISA Nº 10380630009

**MULTIDISCIPLINAR  
DE ALTA RESOLUÇÃO  
DIAGNÓSTICO  
& CLÍNICO  
CIENTÍFICO**

## 45 Canais



0800 092 0800 (MG) | 0800 772 0072 (SP)  
[www.meditron.com.br](http://www.meditron.com.br) | [comercial@meditron.com.br](mailto:comercial@meditron.com.br)



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Número de canais amplificadores: 45
- ✓ Resolução do conversor AD - 16 bits
- ✓ Comunicação com o computador - USB 2.0 / USB 3.0 / TCP / IP
- ✓ Oxímetro de pulso incorporado no equipamento
- ✓ Chassis / Gabinete com design e fabricação alemã
- ✓ Plástico injetado ABS para alto impacto
- ✓ Dimensões: Altura: 68mm / comp: 194mm / larg: 110mm
- ✓ Consumo - 310 Milliampères | Peso: 650 gramas
- ✓ Frequência de amostragem: 1024 amostras por segundo por canal
- ✓ Alimentação 110 - 220 Volts | 50 - 60 Hz Bivolt (automático), saída 5V dc / 1A
- ✓ Canal de pressão aérea com duplo registro, incorporado no equipamento
- ✓ Multi conectividade - Vertex SC823, Shader SC840, Lamarck SC810, Sommeil SC800, Família MEDMAP 500, capnógrafo.

**SOMMEIL SC 800**  
**POLISSONÍGRAFO**  
Sleep Compact 800

## SOFTWARE MEDILAB

- ✓ INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
- ✓ SISTEMA INTUITIVO

Sem restrição para o número de instalações ou chaveamento

\*Possibilidade de converter em formato *edf* e *matilab* pelo software *Sominium*.



## ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Eletrodos de disco (ouro) com 1,50m - 35 un
- Eletrodo duplo de perna disco (ouro) com 2,50m - 06 un
- Eletrodo triplo de queixo disco (ouro) com 1,50m - 02 un
- Pote de 01 kg Pasta Supply-Fix PSG - 01 un
- Sensor de posição corporal (Body Position) - 01 un
- Sensor de ronco/microfone - 01 un
- Sensor de oximetria - 01 un
- Sensor de fluxo aéreo nasal (Airflow/termistor) - 01 un
- Faixa abdominal PINO FÊMEA - 01 un
- Faixa torácica PINO FÊMEA - 01 un
- Filtro de cânula/ transdutor de pressão - 06 un
- Cânula plástica - 06 un
- Bolsa de transporte - 01 un
- Fonte 5V
- Cabo USB A/B - 01 un
- Cabo de rede - 01 un
- Cabo terra externo - 01 un
- Suporte plástico e cordão com presilhas - 01 un
- Suporte de fixação e suporte para pendurar - 01 un
- Software e manual de instruções (Em mídia eletrônica no formato PDF - 01 un)

**CONSULTE FORMAS DE PARCELAMENTO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL**

Central de atendimento  
0800 092 0800 (MG) | 0800 772 0072 (SP)  
comercial@meditron.com.br  
www.meditron.com.br

