

FINDER SÉRIE 900


POLISSONÍGRAFO & ELETROENCELÓGRAFO

SOFTWARE MEDILAB

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

SISTEMA INTUITIVO

Sem restrição para o número de instalações ou chaveamento



*Possibilidade de converter em formato *edf* e *matlab* pelo software *Sominium*.

EQUIPAMENTO DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES PORTÁTIL & VERSÁTIL

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | ANVISA 80986669001

De acordo com a montagem de seus módulos atende tanto como eletroencefalógrafo e/ ou polissonígrafo.



FINDER SÉRIE 900



POLISSONÍGRAFO & ELETROENCEFALÓGRAFO

MÓDULO CENTRAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Amplificadores diferenciais - 03
- ✓ Canal de microfone de eletreto para ronco - 01
- ✓ Canal de fluxo aéreo (termistor) - 01
- ✓ Canal sensor de luminosidade ambiente - 01
- ✓ Canais para movimentos respiratórios - 02
- ✓ Entrada de conexão para controle remoto - 01
- ✓ Entrada para cartão de memória MicroSD - 01
- ✓ Porta de comunicação de dados serial - 01
- ✓ Conexão para bateria - 01
- ✓ Conexão para expansão (PSG-FULL ou EEG-FULL) - 01
- ✓ Canal de pressão aérea (cânula) com duplo registro - 01
- ✓ Canal para marcação de eventos de início de exame - 01
- ✓ Sensor de posição corporal de 5 posições - Integrado ao equipamento
- ✓ Entrada multiparamétrica para oximetria, BPM e plestimografia - 01

Com esse Módulo é possível realizar EXAMES DE ANÁLISE DE PARÂMETROS RESPIRATÓRIOS.



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- ✓ Sensor de fluxo aéreo nasal (Airflow/ termistor) - 01 un
- ✓ Sensor de ronco/microfone - 01 un
- ✓ Eletrodo Auxiliar Pernas Esquerda / Direita - 01 un
- ✓ Faixa abdominal - 01 un
- ✓ Faixa torácica - 01 un
- ✓ Bateria - 01 un
- ✓ Cabo Serial - 01 un
- ✓ Cartão MicroSD - 01 un

+ MÓDULO EEG-FULL

O Módulo EEG-FULL permite ampliar o diagnóstico neurológico, integra todos os amplificadores para o sistema 10-20 completo.

- ✓ **Perfeito** para o estudo das **Epilepsias Noturnas** ou **gravações de longa duração.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Canais de EEG - 23
- ✓ Canal diferencial genérico - 01
- ✓ Terra paciente - 01
- ✓ Conexão para Módulo Central - 01

ACESSÓRIOS

- ✓ Eletrodo copa de ouro - 25 un
- ✓ Cabo interconexão - 01 un



CONSULTE FORMAS DE PARCELAMENTO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL

Central de atendimento
0800 092 0800 (MG) | 0800 772 0072 (SP)
comercial@meditron.com.br | www.meditron.com.br

