

VIOLIN audiometer



Compatível com computadores desktop e notebooks.

Controles digitais.

Display multifuncional LCD.

Perfeito para diagnóstico de perda auditiva.

Com maleta de transporte.

Com o melhor custo-benefício em sua categoria, o VIOLIN S é o audiômetro completo para a rotina de sua clínica.

Perfeito para clínicas e centros auditivos, o VIOLIN S é completo, oferecendo recursos essenciais por um preço acessível e garantia de um fabricante nacional, com selo da ANVISA.



Tecnologia a serviço da saúde.



Conexões traseiras.



Quick Start

10 segundos de tempo de inicialização.

Imagens das telas do Medsupply Suite*.



Exame Tonal



Logaudiometria




Portátil

O **menor** audiômetro do mercado.
Dimensões **20x152x4,3cm**
Peso: Aprox. **600g**



Fácil operação

Interface intuitiva com comandos simples e diretos.



Nacional

Fabricado no Brasil,
manutenção e suporte
100% **nacional**.



Conectividade*

Medsupply Suite permite importar exames, imprimir, laudar, gerenciar pacientes e operadores, inserir logomarca e modificar o layout do relatório.



Maleta de Transporte*

Características

Entradas: Microfone Operador / Microfone Paciente / Pêra de Resposta / USB

Saídas: Fone de ouvido direito e esquerdo P10
Campo Livre direito e esquerdo P10 / Vibrador ósseo P10 / Fone de ouvido do operador P2

Compatibilidade: Windows 7/8/8.1/10 e Linux

Tipos de tom: Puro, Pulsante e Warble.

Tipos de Mascaramento: Banda Estreita, Ruído de Fala e Ruído Branco

Logaudiometria

Acessórios

Fone TDH39,
Vibrador ósseo B71
Pêra do paciente
1 Microfone - Paciente
1 Mic. Headset para Operador
Fonte bivolt automática

Informações e vendas
comercial@medsupplybr.com.br
0800 092 0800
www.medsupplybr.com.br



* A maleta de transporte e o software Medsupply Suite não estão inclusos no kit e são vendidos separadamente.