



LAMARCKSC 810

POLISSONÍGRAFO

Sleep Compact 810



CONEXÕES COM MÚLTIPLOS EQUIPAMENTOS

PSG, EEG, CAPNÓGRAFOS, DECIBELÍMETROS, VENTILADORES. Polissonografia conforme protocolo AASM (American Academy of Sleep Medicine)



PROCEDÊNCIA NACIONAL

FÁCIL OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO E SUPORTE
SOFTWARE INCLUSO



MOBILIDADE GARANTIDA

LEVE E PORTÁTIL | APENAS 600G



SEGURANÇA

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E CONFORMIDADE INMETRO
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANVISA Nº 10380630009

TECNOLOGIA EXTRA
PARA QUANTIFICAÇÃO
EM TEMPO REAL
CÁLCULOS MATEMÁTICOS
TABELAS DEDICADAS
E FORMATÁVEIS

24 Canais



0800 092 0800 (MG) | 0800 772 0072 (SP)
www.meditron.com.br | comercial@meditron.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Número de canais amplificadores: 24
- ✓ Resolução do conversor AD - 16 bits
- ✓ Comunicação com o computador - USB 2.0 / USB 3.0/ TCP/ IP
- ✓ Oxímetro de pulso incorporado no equipamento
- ✓ Chassis / Gabinete com design e fabricação alemã
- ✓ Plástico injetado ABS para alto impacto
- ✓ Dimensões: Altura: 68mm / comp: 194mm / larg: 110mm
- ✓ Consumo - 310 Miliamperes | Peso: 600 gramas
- ✓ Frequência de amostragem: 1024 amostras por segundo por canal
- ✓ Alimentação 110 - 220 Volts | 50 - 60 Hz Bivolt (automático), saída 5V dc/ 1A
- ✓ Canal de pressão aérea com duplo registro, incorporado no equipamento
- ✓ Multi conectividade - Vertex SC823, Shader SC840, Lamarck SC810, Sommeil SC800, Família MEDMAP 500, capnógrafo.

LAMARCKSC 810

POLISSONÍGRAFO

Sleep Compact 810

SOFTWARE MEDILAB

- ✓ INTERPRETAÇÃO ANÁLISE DOS DADOS
- ✓ SISTEMA INTUITIVO

Sem restrição para o número de instalações ou chaveamento



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Eletrodos de disco (ouro) com 1,50m -25 un
- Eletrodo duplo de perna disco (ouro) com 2,50m - 03 un
- Eletrodo triplo de queixo disco (ouro) com 1,50m - 02 un
- Pote de 01 kg Pasta Supply-Fix PSG - 01 un
- Sensor de posição corporal (Body Position) - 01 un
- Sensor de ronco/microfone - 01 un
- Sensor de oximetria - 01 un
- Sensor de fluxo aéreo nasal (Airflow/termistor) - 01 un
- Faixa abdominal PINO FÊMEA - 01 un
- Faixa torácica PINO FÊMEA - 01 un
- Filtro de cânula/ transdutor de pressão - 06 un
- Cânula plástica - 06 un
- Bolsa de transporte - 01 un
- Fonte 5V
- Cabo USB A/B - 01 un
- Cabo de rede - 01 un
- Cabo terra externo - 01 un
- Suporte plástico e cordão com presilhas - 01 un
- Suporte de fixação e suporte para pendurar - 01 un
- Software e manual de instruções (Em mídia eletrônica no formato PDF - 01 un)

CONSULTE FORMAS DE PARCELAMENTO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL

Central de atendimento
0800 092 0800 (MG) | 0800 772 0072 (SP)
comercial@meditron.com.br
www.meditron.com.br

